



QuikVue - Kit de filtre  
**VFR-100/VFY-100**

Capturez plus de pathologies

## Introduction

Le kit de filtre QuikVue comprend deux filtres pour fonctionner avec l'adaptateur smartphone segment® antérieur. MeiboFilter™ est un filtre rouge pour la visualisation des glandes meibomiennes. FluoFilter™ est un filtre jaune pour les images avec fluorescéine.

### VFR-100



Nom du produit:	MeiboFilter™
Couleur:	Rouge
Matériel:	Haute transmittance
Application:	Dépistage des dysfonctionnements des glandes méibomiennes
Mode d'imagerie :	Caméra du téléphone en mode noir/blanc
App de traitement d'images :	Snapshot

### VFY-100



Nom du produit :	FluoFilter™
Couleur :	Jaune
Matériel :	Haute transmittance
Application:	Imagerie à la fluorescéine
Mode d'imagerie :	Caméra du téléphone en mode couleur

\*MeiboFilter™ a été testé uniquement sur les modèles d'iPhone jusqu'à présent. Ses performances sur d'autres modèles de téléphones n'ont pas encore été validées.

\*Snapseed® est une marque déposée de Google.

**Shanghai VisuScience Meditech Co.,Ltd.**

Add: No. 344 Sanlin Road, Pudong New Area, Shanghai, China  
www.visuscience.com

**Sanotek**

UN REGARD D'AVANCE SUR L'OPHTALMOLOGIE

83 rue Jacquard - L'Agora du Luberon  
84120 Pertuis