




EASYTON
Plus



- **Pratique**



- **Mesures de qualité**



- **Sûr**



- **Stérile**

- **Disposable**



Cône de tonomètre à usage
unique à **parois opaques**

EasyTon 
MADE IN ITALY 
plus



1 Retirer le cône de son emballage stérile en faisant attention à ne pas le contaminer.



2 Insérer l'extrémité dans le tonomètre en alignant le trait avec le zéro.



3 Effectuer la mesure de la PIO.



4 Jeter le cône usagé de façon appropriée.

Chaque kit individuel EASYTON+ contient un seul cône de tonomètre stérile.
C'est tout ce qu'il vous faut pour réaliser une tonométrie précise dans des conditions de stérilité parfaite.
Pour une utilisation économique, EASYTON+ est fourni dans un distributeur pratique de 100 unités.



COD 100401 pz 100


EasyTon plus est distribué exclusivement

par **Sanotek**
Retail

118 rue de Chevilly, 94240 L'Haÿ les Roses
FRANCE

tél: 09 54 180 305 - mail: retail@sanotek.com
commandez sur : sanotek.com/sanotek-retail

Pour un meilleur résultat, la Lampe à fente doit être placée entre +20° et -20° degrés



Visualisation supérieure

Le cône de tonomètre à usage unique EASYTON+ est comparable aux cônes d'origine grâce à ses parois opaques.
Le cône EASYTON+ est supérieur aux cônes UU à faces translucides:

Pratique

Tout ce dont vous avez besoin dans un pack stérile.

Facile

Le cône de tonomètre à usage unique EASYTON+ s'adapte facilement sur tous les tonomètres de type Goldman.

Stérile

Elimination du risque de contamination croisée.

Usage Unique

Plus de cône à décontaminer. jetez le après usage.
Vos patients seront favorablement impressionnés par votre attention à l'hygiène.
Vous apprécierez la facilité d'utilisation et le temps économisé.

Sûr

Stérilisé à l'OE, le cône de tonomètre EASYTON+ est sûr, sans risque d'allergie ou d'infection.

1,65 gr ± 0,05

CERTIFIED ISO 9001

CE 0476

patent pending - MADE IN ITALY

EasyOpht s.r.l.
viale dell'Industria, 42 - BUSTO ARSIZIO (VA)