

SW-800  
SUOER

Sanotek  
Retail

## Réfractomètre Portable



## Réfractomètre Portable SW-800

### Caractéristiques:

- Modes: Bino/Mono
- Mesure: Automatique
- DS: Plage: -7.50D à +7.50D
- Résolution: 0.25D/0.01D, Précision: ±0.50D
- DC: Plage: 0.00D à 3.00D
- Résolution: 0.25D/0.010D, Précision: ±0.50D
- Axe : Plage 1° à 180°
- Résolution : 1°, Précision: ± 5°
- Diamètre pupille: 3mm à 9mm
- Résolution: 0.1mm, Précision: ±0.1 mm
- Écart Pupillaire: 35 à 80 mm,
- Résolution: 1mm, Précision: ±1 mm
- Regard: 0° à 20°
- Distance de mesure: 1 m ±5 cm
- Temps d'acquisition: ~1s
- Cible Fixation : Clignotement léger, son attractif
- Interface Données: Wifi, USB
- Interface Impression: Wifi, USB
- Batterie: Lithium Amovible Rechargeable, Autonomie max 6 heures
- Dimensions: 180mmx130mmx110mm
- Affichage: Ecran Tactile 5 pouces
- Poids: 800g
- Accessoires Optionnels: Trépied, imprimante, etc .

### Mesures - Dépistage

- Détection Binoculaire
  - DS • Myopie
  - DC • Hypermétropie
- Angle de l'Axe
  - DC • Astigmatisme
  - Strabisme
- Taille Pupille
  - Variation Taille Pupille
- Distance Interpupillaire
  - Anisométrie
- Direction de la fixation
  - Fixation Asymétrique
  - Réflexion anormale de la lumière





SW-800  
SUOER

Sanotek  
Retail



### Le processus complet d'acquisition en 3 à 5"



Transmission  
des données &  
impression par Wifi

Fabriqué par  
Suowei Electronic Technology Co., Ltd.

Distribué par  
Sanotek  
Retail

www.sanotek.com, info@sanotek.com, +33 954 180 305

