



Sanotek
Retail



Caractéristiques

Champ	45°	Transfert & stockage des données	Mémoire interne 8GB Supporte MicroSD (max 128GB) /USB/WiFi/BT/4G
Diam mini pupille	2,5mm	Poids	560g
Réfraction	-20D à +20D	Alimentation	Batterie Lithium 3,7V 3400mAh
Mise au point	Auto/Manuel	Autonomie	3h (veille >24h)
Fixation	8 points internes	Temps de charge	3,5/4h
Résolution	10MP/16MP	Système d'exploitation	Win7/8/10/iOS/Android
Ecran	4" tactile multi touch 800 x 480	Lecture ID	oui
Acquisition	Infra Rouge Lumière blanche	Lecture carte NFC	oui
Format image	JPEG	Modes de connection	Logiciel dédié, APP, DICOM, Services Cloud, Logiciels patients, impression sans fil

Luna
Rétinographe
Portable HD



Mentions légales : « Le HFC2 Luna dispositif de Classe IIa distribué par la société SANOTEK, est uniquement destiné aux médecins ophtalmologistes. Selon l'article L165-1 du code de la sécurité sociale, l'acte lié à ce dispositif médical est soumis au remboursement par la sécurité sociale. »

disponible sur www.sanotek-retail.com

www.sanotek.com tél 09 54 180 305 email info@sanotek.com



Système avancé de dépistage

- Non mydriatique, Pupille minimale 2,5mm
- Flash LED basse intensité
- Ecran tactile 800 x 400 px
- Autofocus
- 8 points de fixation internes




MICRO
CLEAR

Sanotek
Retail

Sanotek
Retail

Luna
microclear



Imagerie rétinienne HD Rapide

- Option 10 ou 16 Mpx

Système d'exploitation Android

- Système Android pour une plus grande facilité d'utilisation et de gestion des données
- Lecture et transferts sans fil
- Compatible DICOM
- Réseau 4G
- Peut fonctionner sans PC
- Design intégré de seulement 560g
- Impression sans fil

MICRO
CLEAR

