

Optomed
AURORA®
— Saving Sight



Optomed
AURORA®
Saving Sight




Fond d'oeil

Avec l'Aurora d'Optomed vous pouvez
dépister via le fond d'œil à tout moment et
n'importe où.



Image du segment antérieur

Image numérique de haute résolution de la
surface de l'œil



Design moderne
finlandais



Chargeur Optomed
Pratique et élégant



Non-mydriatique



Nouvelle génération
d'optique Polaris



Grand écran
couleur de 4
pouces



Connectivité
avancée avec 2
type de WLAN




Champ de vision
de 50 degrés



Compact et portable
pour tout type
d'établissements

Polyvalence

Le plus polyvalent des rétinographes portables jamais réalisés




SkyLine™

Nouvelle interface utilisateur
graphique à la pointe de la technologie



Avec l' **Optoroller**,
toutes les fonctions à
portée de doigts.



Spécifications techniques

TYPE	<i>Caméra fond d'oeil non-mydriatique</i>
CHAMPS DE VISION	<i>50 degrés (total FOV 50x40)</i>
RESOLUTION CAPTEUR CAMERA	<i>5 Mpix</i>
OPTICAL RESOLUTION	<i>> 60 lp/mm (ISO 10940:2009)</i>
MIRES DE FIXATIONS	<i>9 points de fixation pour images périphériques</i>
DIOPTRIES	<i>Autofocus, -20D a +20D</i>
TAILLE MINIMUM DE LA PUPILLE	<i>3.1 mm</i>
FORMAT IMAGE ET VIDEO	<i>JPEG, MPEG-4</i>
ECRAN	<i>TFT-LCD: 4", 800x480</i>
MEMOIRE	<i>8GB</i>
BATTERIE	<i>Rechargeable 3.63V/2600mAh Piles Li-Ion</i>
CONNECTIVITE	<i>WLAN, USB</i>
VISIONNAGE IMAGE ET ARCHIVAGE	<i>Logiciel Orbit Optomed avec DICOM</i>
TYPE DE PHOTOGRAPHIE	<i>Couleur, Noir & Blanc, Infra rouge et filtre-bas rouge</i>
POIDS ET DIMENSIONS	
Caméra Aurora	<i>122(w) x 202(h) x 98 (l) mm, 526g</i>
Module rétine Aurora	<i>68 (w) x 74 (h) x 160 (l) mm, 327g</i>
Module segment antérieur	<i>71 (w) x 80 (h) x 79 (l) mm, 105g</i>
GARANTIE	<i>2 ans- exception batterie</i>



Sanotek Retail | 118 rue de Chevilly,
94240 l'Hay-les-Rose, FRANCE
Tel. 09.54.180.305 | g.raynaut@sanotek.com
www.sanotek.com

