

Unité de réfraction **ELITE**



Unité de réfraction ELITE

- Table élévatrice pour deux instruments
- Table élévatrice (25cm)
- Fauteuil patient élévateur (15cm)
- Fauteuil patient amovible pour accès en fauteuil roulant.
- Colonne avec plafonnier LED et éclairage réglable.
- Colonne avec support pour projecteur de diagramme.
- Transformateurs de puissance réglables intégrés pour lampe à fente

- Plaques de support pour repose-menton.
- Prise 230V pour instrument supplémentaire e. g. frontofocomètre automatique, phoroptère automatique, etc.
- Appui-tête
- Chaîne passe-câbles pour câbles de données
- Interrupteurs de sécurité (mouvements horizontal et vertical de la table).

Optionnel

- Bras de phoroptère motorisé.
- Repose-pieds (fixe ou pliable.)
- Accoudoirs pliables.
- Fauteuil avec dossier inclinable.
- Fauteuil manuel (13 cm) ou motorisé (14 cm) coulissant vers l'avant et vers l'arrière.
- Commande à pédale pour le mouvement haut/bas du fauteuil.
- Câbles de données préinstallés (Fire Wire, USB, RS232, etc.)
- Oreiller pour enfants.
- Bureau médecin
- Version gauche.

Unité de réfraction ELITE



1. Tiroir pour lentille d'essai . 2. Bras de phoroptère motorisé et plafonnier. 3. Ensemble coulissant de chaise motorisée. 4. Panneau opérationnel. 5. Plateau élévateur. 6. Adaptateur réglable pour repose-menton.



Bureau médecin
(en option)



Installation
PMR



Informations techniques

Tension	~230V 50/60Hz
Poids total*	210kg
Hauteur maximale	186cm
Hauteur de la table à partir du sol	De 73cm à 98cm (25cm)
Hauteur du fauteuil depuis le sol*	De 48cm à 63cm (15cm)
Rotation du fauteuil*	360°
Lampe halogène en tête	2x12V 5W
Alimentation des instruments	~230V, ~12V adj., ~6V adj.

*Varie selon les options

