

# Lampe à Fente LS-9


- LS-9: nouveau modèle avec optique haute qualité.
- Excellente vision des détails
- Filtres IR et UV intégrés.
- LS-9: l'économie sans compromis



5 grossissements  
Eclairage LED réglable en continu  
Variateur accessible pour opération à 1main  
Filtre jaune (contraste) inclus  
Tonomètre numérique en option



Eclairage variable en continu




Angle convergence 6°



Fente  $\varnothing$  14mm



Filtre Jaune (contraste)



Filtre UV & IR

## Lampe à Fente - LS-9

### CARACTERISTIQUES

---

<b>Modèle:</b>	<b>LS-9</b>
Type:	Galiléen parallèle, type Haag-Streit
Mode de grossissement:	par barillet rotatif
Grossissements:	6.25X, 10X, 16X, 25X, 40X
Oculaire:	12.5X
Champ:	6.25x(ø33) 10x(ø22) 16x(ø14) 25x(ø8.6) 40x(ø5.6)
Plage de distance pupillaire:	45 - 82 mm
Dioptries:	±8D

---

### Eclairage

Largeur de Fente:	Continue de 0 mm à 14 mm
Longueur de Fente:	Continue de 1 mm à 14 mm
Angle Fente:	0° à 180°
Ouverture Fente:	Continue de 1 mm à 14 mm, ø 14 / 10 / 5 / 2 / 1 / 0.2mm
Élévation de la Fente:	5°, 10°, 15°, 20°
Filtres:	Thermique, Gris, Redfree, Bleu Cobalt
Intensité:	≤600.000Lux
Source:	LED

---

### Alimentation

Voltage:	220V
Puissance:	550Hz, 70VA

Fabriqué par  
Sunkingdom Medical Instrument Co.Ltd

Distribué par  
**Sanotek**  
équipement

[www.sanotek.com](http://www.sanotek.com), [info@sanotek.com](mailto:info@sanotek.com), +33 954 180 305