

# ACCUPEN

## TONOMÈTRE À APLANATION

**Keeler**  
Focused on you

*La combinaison de sa précision et de sa portabilité fera de l'AccuPen un instrument précieux pour toute votre équipe.*



### SPÉCIFICATIONS :

Précision \*  $\pm$  2mmHg  
Poids en Grammes : 85g  
Dimensions - 7 1/4" x 1 1/4"

#### 1. Précis

- Fournit des mesures précises de la PIO sans calibration régulière nécessaire
- Technologie micro jauge de contrainte combinée avec un algorithme qui fournit des résultats reproductibles

#### 2. Facile à utiliser

- Visualisation facile de la cornée grâce à un design ergonomique combiné aux lignes de visée
- Facilite la centralisation et la perpendicularité
- Ecran LCD large et pratique
- Utilisation ambidextre adaptée à toutes tailles de main

#### 3. Prêt à l'emploi

- Élimine le besoin constant de calibration
- Batterie au lithium durable (jusqu'à 15 000 lectures)

#### 4. Portabilité

- Poids : 85g
- Pochette et bracelet inclus

#### 5. Capacité

- Prise de mesure rapide, quelle que soit la position du patient
- Libère un espace précieux

#### 6. Logiciel intelligent

- Stocke, mesure et fait la moyenne de 9 acquisitions
- Calculateur automatique de la PIO en fonction de l'épaisseur de la cornée

**Sanotek**

UN REGARD D'AVANCE SUR L'OPHTALMOLOGIE

Gamme KEELER, dispositifs de classe IIa distribués par la société SANOTEK et destinés aux médecins ophtalmologistes uniquement. Selon l'article L165-1 du code de la sécurité sociale, l'acte lié à ce dispositif médical est soumis au remboursement par la sécurité sociale.