

enbio.

Non emballé
FAST / 134°C

7 min

Emballé
Classe B / 134°C

15 min

Emballé
Classe B / 121°C


30 min




Enbio S Données techniques de l'autoclave

Designed  in Switzerland

Capacité



x8



Espace de chargement
28.5×18×3.3 cm

Nombre maximal de paquets (approx.) **8**
Poids maximal recommandé de la charge **0.5 kg**
Volume de la chambre de stérilisation **2.7 l**




Alimentation électrique

Enbio S fonctionne avec toute prise électrique standard.




Archivage des données

Toutes les données du processus sont automatiquement enregistrées sur une clé USB.



Alimentation en eau

Enbio utilise de l'eau déminéralisée provenant d'un réservoir externe.



Rapports de processus

Prenez le contrôle total de votre processus de stérilisation avec l'application my.enbio.

Dimensions



56 cm



25 cm

15.8 cm

Pression et température

Pression de service **2.1 Bar**
Pression maximale **2.45 Bar**
Température maximale du processus **137°C**

Électrique

Tension d'alimentation maximale **220-240V / 50Hz**
Puissance nominale **2.25 kW**
Consommation électrique maximale **10 A**

Divers

Indice de protection **IP20**
Archivage des données **USB**
Conductivité de l'eau* **< 15 µS/cm**

Enbio Group AG
Eichengasse 3, CH-4702 Oensingen, Switzerland

enbio.com

