

enbio®

Non emballé
FAST / 134°C

9 min

Emballé
Classe B / 134°C


15 min

Emballé
Classe B / 121°C

30 min

Emballé / PRION
Classe B / 134°C


43 min




Enbio PRO
Données techniques
de l'autoclave

Designed 
in Switzerland

Capacité



x16



Espace de chargement
28.5×19×7 cm

Nombre maximal de paquets (approx.)
Poids maximal recommandé de la charge
Volume de la chambre de stérilisation

16
0.8 kg
5.3 l




Alimentation électrique

Enbio PRO fonctionne avec toute prise électrique standard.




Archivage des données

Toutes les données du processus sont automatiquement enregistrées sur une clé USB.



Alimentation en eau


Enbio utilise de l'eau déminéralisée provenant d'un réservoir externe.



Rapports de processus

Prenez le contrôle total de votre processus de stérilisation avec l'application my.enbio.

Dimensions



57.5 cm



27 cm

20 cm

Pression et température

Pression de service **2.1 Bar**
Pression maximale **2.45 Bar**
Température maximale du processus **138°C**

Électrique

Tension d'alimentation maximale
Puissance nominale
Consommation électrique maximale

220-240V / 50Hz
3.25 kW
15 A

Divers

Indice de protection
Archivage des données
Conductivité de l'eau*

IP20
USB
< 15 µS/cm

Enbio Group AG
Eichengasse 3, CH-4702 Oensingen, Switzerland

enbio.com

