

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
TÊTE DE REFRACTEUR

HDR-7100P




● tête de réfracteur

HDR-7100P

UN DESIGN INNOVANT ET DES PERFORMANCES PUISSANTES.

Effectuez un examen plus précis avec divers tests de vision allant des tests de base aux plus sophistiqués. Découvrez une interface graphique intuitive répondant aux exigences les plus élevées.



FIN & COMPACT : un grand angle de vision pour encore plus de précision.

- Verres à double cylindre croisé
- Occlusion automatique
- Indicateur d'appui-frontal
- 18 tests d'acuité
- 26 tests de vision programmés



EFFICACE & ELEGANT : Une interface utilisateur simple et conviviale pour une utilisation efficace et intuitive.

- Test aléatoires
- Jusqu'à 10 programmes de tests personnalisés peuvent être enregistrés
- Affichage des résultats sous forme de graphique ou de tableau pour une meilleure compréhension
- Possibilité de wifi
- Ecran tactile



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODE MESURE	SPHÉRIQUE	-29.00-26.75D 5 (Régulier) -19.00-16.75D (test de cylindre croisé ou de prisme) (0.12D / 0.25D / 0.5D / 1.0D / 2.0D / 3.0D / 4.0D Increments)
	CYLINDRE	0.00- ± 8.75D (0.25D / 0.5D / 1.00D / 2.00D / 3.00D Increments)
	AXE	0°-180° (1° / 5° / 15° Increments)
	PD	48-80 mm (0.5 / 1 mm Increments) À proximité PD 50-74 mm (distance de travail de près: 35-70 cm)
	PRISME ROTATIF	0-20Δ (0.1Δ / 0.2Δ / 0.5Δ / 1Δ / 2Δ Increments)
VERRES COMPLEMENTAIRES	CYLINDRE	± 0.25D / ± 0.50D / ± 0.25D Double cylindre croisé (lentille à prisme divisé)
	RETINOSCOPE	+1.5D, +2.0D (Distance de mesure 67 cm 50 cm)
	PIN HOLE LENSE	Ø 2 mm
	MADOX ROD	œil droit (horizontal rouge) œil gauche (vertical rouge)
	FILTRE ROUGE / VERT	œil droit (rouge) œil gauche (vert)
DIMENSIONS	FILTRE POLARISANT	œil droit : 135°, 45° / œil gauche : 45°, 135°
	PRISME FENDU	œil droit : 6Δ BU / œil gauche : 10Δ BI (up to 5 complement)
	CYLINDRE CROISÉ FIXE	± 0.25D (fixé avec l'axe réglé à 90°)
	HOROPTÈRE	361.3(W) x 126(D) x 342.4(H)mm / 4.8kg
	CONTROLLER	216.4(W) x 246.1(D) x 230.2(H)mm / 1.9kg (Printer Inclusion)
DIMENSIONS	BOÎTE DE JONCTION	71(W) x 240(D) x 251(H)mm / 1.9kg
	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Réfracteur numérique : 18Vdc, 1.5A Panneau de commande : 18Vdc, 2.5A Boîte de jonction : Input : 100-240Vac, 50/60Hz, 1.2-0.6A

Sanotek

UN REGARD D'AVANCE SUR L'OPHTALMOLOGIE

83, rue Jacquard - L'Agora du Luberon - 84120 Pertuis, France.
Tel. : 09 54 180 305 - info@sanotek.com