

Frontofocomètre HLM-1



● frontofocomètre

HLM-1

Des Résultats plus rapides et plus précis grâce à sa technologie d'analyse du front d'onde.
Vous serez séduit par son design épurée et moderne

Technologie d'analyse du front d'onde avec le capteur Hartmann.

Fournit plus de précision dans les valeurs mesurées en utilisant la technologie d'analyse de front d'onde du capteur Hartmann, avec plus de points de mesure que nos générations précédentes.



Gamme de mesure de prisme étendue

La plage de mesure du prisme a été étendue jusqu'à 20 Δ, mesurant dans toutes les directions.



Large plage de mesure de petits ou grands diamètre

Facilité de mesurer tous les diamètres de verres de 0/15 mm à 0/120 mm.

Mesure facilement la puissance des verres solaires

Tout en mesurant la puissance de réfraction des verres solaires teintés foncés ou en miroir, le HLM-1 calculera la puissance de réfraction du verre en amplifiant automatiquement la quantité de lumière sans nécessiter de touches supplémentaires, de la même manière qu'il mesure les verres normaux.



Reconnaissance automatique du verre.

Verres unifocaux, progressifs et autres sont reconnus et le HLM-1 entre automatiquement dans le mode de mesure approprié.

Interface graphique revue

Nouvelle interface utilisateur graphique (GUI) claire et facilement visible qui donne des commentaires et des conseils pour une utilisation facile.

Taux de capture plus élevé, et une vitesse de traitement plus rapide,

Les performances ont été améliorées grâce au traitement des informations, permettant un flux de données et un temps de réponse à grande vitesse (50% plus rapide). L'écran HLM-1 dispose également d'un revêtement antireflet vous donnant une image nette, et dispose également d'un revêtement durci pour protéger l'écran des rayures.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GAMME DE MESURE	Puissance sphérique	0D-±25D (0.25/0.12/0.06/0.01)
	Puissance cylindrique	0D-±10.00D (0.25/0.12/0.06/0.01)
	Axe du cylindre	0°-180° (par pas de 1°)
	Puissance de l'addition	0-10D (0.25/0.12/0.06/0.01)
	Prisme	0-20Δ (0.25/0.12/0.06/0.01)
MODE DE MESURE	Cylindre	±, +, -
	Prisme	Droit / oblique De déplacement
	Lentilles de contact	Lentille de contact dure / souple
	Nombre d'Abbe	Voir le manuel
	Ecran	Panneau LCD couleur de 5,7 pouces (640 x 480)
DIM / POIDS	Interface	RS-232
	Vitesse de communication (bps)	9600, 57600, 115200bps
CONSUM. D'ÉNERGIE		182(W) x 235(D) x 415(H)mm / 4.0Kg AC100-240V, 50/60Hz, 0.3-0.2A



LE TRI + FACILE



SIÈGE SOCIAL ET LABORATOIRE DE PRODUCTION

2, Centre d'Activités de La Moiserie BP 80160
02404 CHATEAU-THIERRY Cedex 04

INSTRUMENTS - Tél. : +33 (0) 323 838 888 (touche 4)



NOVACEL